«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
_____ Р.У. Хабриев
«__» _____ 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРАСИТЕЛЯ АЗУР-ЭОЗИНА ПО РОМАНОВСКОМУ
(МиниМед-Р)

Рекомендована к утверждению Научно-экспертным Советом по медицинским изделиям.

Назначение

Краситель МиниМед-Р предназначен для окраски форменных элементов крови в клинико-диагностических и биохимических лабораториях.

1 л красителя рассчитан на окрашивание 3000-6000 мазков крови при разведении красителя в 10-20 раз при расходе 3,0-3,5 мл рабочего раствора красителя на один препарат.

Принцип метода

Метод окрашивания основан на том, что в результате взаимодействия с красителем форменные элементы крови приобретают специфическую окраску и это позволяет произвести подсчет их количества.

Состав

-0,76% раствор сухого красителя азур-эозин по Романовскому в смеси метанол-глицерин (1:1) – 1 бутылка (1л);
- концентрат фосфатного буфера - 1 флакон (10 мл).

Меры предосторожности

Потенциальный риск применения красителя – класс 3.

В состав красителя входит метанол-яд, класс опасности III, токсичен при ингаляции, контакте с кожными покровами и особенно при попадании внутрь. Огнеопасен. Концентрация паров метанола в помещении при использовании красителя не должна превышать ПДК = 5 мг/м^3.

Инструкция составлена заведующим химической лабораторией ООО «МиниМед» В.А. Бабичем.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru