



# Научно-производственное предприятие «ПанЭко»

Московская область, г.о. Ленинский, рп Горки Ленинские, промзона Технопарк,  
проезд Инновационный, строение 1

✉ 142712, Московская обл., Видное г., Горки Ленинские рп,  
Новое ш., д.79, а/я 829

☎ 8-800-550-72-31


## Информационное письмо.

Питательная среда «Лимфоген» обладает высокими ростовыми свойствами и низкой неспецифической стимуляцией лимфоцитов периферической крови, что определяет широкий спектр применения этой среды. Это наш аналог среды AIM-V. Но обращаем внимание, что при использовании данной среды для ранней диагностики туберкулеза методом IGRA ELISPOT следует использовать диагностические наборы «ТиграТест®ТВ» компании АО «ГЕНЕРИУМ». Среда Лимфоген, используемая для проведения исследования, проходит дополнительное тестирование на соответствие требованиям этого диагностикума, что гарантирует надежность результатов анализа.

В случае совместного использования среды «Лимфоген» производства ООО НПП «ПанЭко» с наборами «ТиграТест®ТВ» производства АО «ГЕНЕРИУМ», рекомендуем заказывать среду «Лимфоген» в АО «ГЕНЕРИУМ».

Руководитель ООК

24.10.2024



Г.П. Гафарова Т.П.