

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
от _____ 200__ г. № _____



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов» производства Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD., Китай

НАЗНАЧЕНИЕ

«Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов» - предназначены для отбора, хранения, транспортирования биологического материала и проведения дальнейших лабораторных аналитических исследований.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки изделий осуществляется по требованию заказчика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

«Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов» применяются для проведения анализов в клинико-диагностических лабораториях и медицинских учреждениях.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Стерилизация методом автоклавирования, либо иными методами по МУ-287-113.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации изготовителя и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69

Изделия должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 ГОСТ 15150-69

По вопросам, касающимся качества изделий, следует обращаться по адресу Россия, 241520, г. Брянск, Супонево, ул. Шоссейная, 17 А, ООО "МиниМед"; тел/факс. (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61; и в учреждение, уполномоченное Росздравнадзором на проведение государственного контроля качества указанной продукции.

Начальник ОТК ООО "МиниМед"

Захаров А.Н.

«6» июль 2011г.



«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач Брянской областной детской больницы

Числин А.А.

«20» июль 2011г.

