



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 марта 2025 года № РЗН 2025/25061

На медицинское изделие

Микропробирка "TR Tube RZP" медицинская полимерная для лабораторных исследований in vitro по ТУ 22.29.29-002-07506866-2023

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Рыбинский завод приборостроения"
(АО "РЗП"), Россия,

152907, Ярославская область, Рыбинский р-н, г. Рыбинск, пр-кт Серова, д. 89

Производитель

Акционерное общество "Рыбинский завод приборостроения"
(АО "РЗП"), Россия,

152907, Ярославская область, Рыбинский р-н, г. Рыбинск, пр-кт Серова, д. 89

Место производства медицинского изделия

АО "РЗП", Россия, 152907, Ярославская область, р-н Рыбинский, г. Рыбинск,
пр-кт Серова, д. 89

Номер регистрационного досье № РД-67460/13905 от 25.02.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 31 марта 2025 года № 2019
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084590

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 марта 2025 года № РЗН 2025/25061

Лист 1

На медицинское изделие

Микропробирка "TR Tube RZP" медицинская полимерная для лабораторных исследований in vitro по ТУ 22.29.29-002-07506866-2023, в вариантах исполнения:

1. Вариант исполнения 1:

- микропробирка центрифужная, градуированная, с крышкой с запорным кольцом, свободная от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 2,0 мл - 2 пакета по 500 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Вариант исполнения 2:

- микропробирка центрифужная, градуированная, с крышкой с запорным кольцом, свободная от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 1,5 мл - 2 пакета по 500 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Вариант исполнения 3:

- микропробирка градуированная, с плоской крышкой, свободная от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 0,5 мл - 2 пакета по 250 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Вариант исполнения 4:

- микропробирка градуированная, с плоской крышкой, свободная от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 0,5 мл - 1 пакет по 500 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Вариант исполнения 5:

- микропробирка с плоской крышкой, свободная от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 0,2 мл - 4 пакета по 250 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт. - руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Вариант исполнения 6:

- микропробирка с плоской крышкой, свободная от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 0,2 мл - 2 пакета по 500 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

7

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0158031