

MR-96A

Микропланшетный фотометр

- Сенсорный, 7.8 дюймов, большой, цветной ЖК дисплей
- Непрозрачная крышка для защиты от света
- Встроенный термопринтер, внешний принтер (опция)
- Надежная память на 20,000 результатов
- Различные способы построения кривых
- Регулируемое время и скорость перемешивания
- Полностью автоматическая бихроматическая оптика
- Расширенный отчет с информацией о пациентах
- Лампа большого срока службы и функция сбережения лампы
- Программа обработки результатов (опция)





mindray
healthcare within reach

MR-96A

Микропланшетный фотометр

Техническая спецификация

Метод определения	Абсорбционный
Типы микропланшетов	96 / 48 лунок
Скорость считывания	5 сек. монохроматика, 12 сек. бихроматика
Диапазон длин волн	400 - 700 нм
Система считывания	8 - канальная оптическая система
Источник света	Галогенная вольфрамовая лампа
Диапазон считывания	0.001 - 3.500 ед О.П.
Диапазон измерения	0.001 - 2.500 ед О.П
Фотометрическая погрешность	0.001 в диапазоне 0.0 - 0.2 ед О.П.
Погрешность длины волны	± 2 нм
Воспроизводимость	< 1 %
Стабильность	< 0.005 ед О.П. за 10 мин.
Линейность	< 1.0 %
Фильтры	405 нм, 450 нм, 492 нм, 630 нм
Подключение	RS232, два порта USB
Перемешивание	Различные скоростные и временные режимы
Ввод	Сенсорный экран
Дисплей	Большой цветной ЖК дисплей
Размеры	437 мм x 332 мм x 174 мм
Вес	8.5 Kg



Программа обработки результатов



Контакты
115477, г.Москва ул. Кантемировская д.58 e-mail: info@paneco-ltd.ru
www.https://paneco-ltd.ru
Время работы с 9:00 до 18:00



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2010 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
PIN: ENG-MR96A-210285x2-20100203

mindray

Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 26582888 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com