



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 сентября 2024 года № РЗН 2024/23561

На медицинское изделие

**Наконечники "TR Tips RZP" нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro по ТУ 22.29.29-001-07506866-23**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "Рыбинский завод приборостроения" (АО "РЗП"),  
Россия, 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-кт Серова, д. 89**

Производитель

**Акционерное общество "Рыбинский завод приборостроения" (АО "РЗП"),  
Россия, 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-кт Серова, д. 89**

Место производства медицинского изделия

**АО "РЗП", Россия, 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-кт Серова, д. 89**

Номер регистрационного досье № РД-62240/110574 от 09.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 09 сентября 2024 года № 5161  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0079101

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 сентября 2024 года № РЗН 2024/23561

Лист 1

На медицинское изделие

**Наконечники "TR Tips RZP" нестерильные медицинские полимерные для лабораторных исследований in vitro по ТУ 22.29.29-001-07506866-23, в вариантах исполнения:**

1. Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл, в составе:
  - 2 пакета по 500 шт.;
  - руководство по эксплуатации 1 шт.
2. Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 20-200 мкл, в составе:
  - 4 пакета по 250 шт.;
  - руководство по эксплуатации 1 шт.
3. Наконечники универсальные нестерильные, свободные от ДНК-, РНКзной активности, нуклеиновых кислот, ингибиторов ПЦР, объемом 100-1000 мкл, в составе:
  - 2 пакета по 500 шт.;
  - руководство по эксплуатации 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147456