


DL-SUB01

Горизонтальная камера электрофореза

Особенности и преимущества

- Подходит для быстрого идентифицирования, разделения, подготовки ДНК и измерения других молекулярных масс
- Изготовлен из материалов с высокой прочностью, методом литья
- Дизайн с отверстиями в верхней крышке, облегчает теплоотведение и наблюдение
- Специальный пресс для подготовки геля, не оставляющий остатки геля на поддоне, просто, безопасно и быстро
- Съемные электроды для удобства очистки и обслуживания
- Высококачественные платиновые электроды для достижения наилучшей проводимости



Технические характеристики

Площадь геля (Ш×Д): 75×60мм

Количество лунок гребенки для образцов: 6, 11

Объем буферного раствора: 300мл

Стандартная комплектация

Название	Единица	Количество
Корпус камеры (включая электроды)	шт.	1
Крышка (включая провода)	шт.	1
Поддон для геля	шт.	1
Гелевая коробка	шт.	1
Гребенка для образцов 1.0мм 6 лунок	шт.	2
Гребенка для образцов 1.5мм 6 лунок	шт.	2
Гребенка для образцов 1.0мм 11 лунок	шт.	2