


DL-SUB02

Многофункциональная горизонтальная камера электрофореза



Особенности и преимущества

- Изготовлен из высокопрочных прозрачных материалов методом литья, устойчив к высоким температурам, без утечек
- Может производить четыре типа нестандартных гелей, комплектуется специальным резервуаром для геля
- С линейкой на нижней части панели для удобства наблюдения
- Имеет функцию правильного подключения, точность работы
- Съёмные электроды для удобства очистки и обслуживания
- Цельный резервуар для геля может использоваться одновременно для укладки образцов, может работать с до 100 образцами за раз
- Дизайн с верхней крышкой для эффективного распределения тепла, образующегося при электрофорезе
- Отключение питания при открытии крышки, гарантируя безопасность эксперимента
- 99,99% высокочистые платиновые электроды, значительно повышают проводимость и срок службы

Технические характеристики

Площадь геля: большой гель 120×120мм; широкий гель 120×60мм

Длинный гель 60×120мм; маленький гель 60×60мм

Пропускная способность образца: 2, 3, 6, 8, 11, 13, 18, 25

Объем буферного раствора: 700мл

Стандартная комплектация

Название	Единица	Количество
Крышка (включая провода)	комплект	1
Нижняя камера (включая электроды)	комплект	1
Гелевая коробка	шт.	1
Поддон для геля (120×120)	шт.	1
Поддон для геля (120×60)	шт.	1
Поддон для геля (60×120)	шт.	1
Поддон для геля (60×60)	шт.	2
Гребенка для образцов (2+3 лунки)	шт.	1
Гребенка для образцов (6+13 лунки)	шт.	1
Гребенка для образцов (8+18 лунки)	шт.	1
Гребенка для образцов (11+25 лунки)	шт.	4