

DL-ZY04

Камера электрофореза (перенос)

Особенности и преимущества

- Подходит для быстрого и качественного переноса на небольших объемах белковых гелей
- Может одновременно перенести четыре геля 83×73
- Изготовлен из прозрачного поликарбонатного материала с методом литья
- Расстояние между электродами 5,5 см, для создания сильного электрического поля, обеспечивающего эффективный перенос белков
- Высококачественные платиновые электроды (99,99%), с улучшенной проводимостью и устойчивостью к коррозии
- Красно-черная маркировка на трансфере и электродах, гарантирует правильное направление геля
- Специальный откручивающийся контейнер для геля, легко чистится, прост в эксплуатации
- Встроенный ледяной контейнер для быстрого поглощения тепла, возникающего во время процесса переноса
- Комплектуется пузырьковым роликом для удаления пузырьков, что облегчает процесс



Технические характеристики

Площадь переноса: 110×90мм

Стандартная комплектация

| Название | Единица | Количество |
|----------------------------------|----------|------------|
| Крышка (включая провода) | комплект | 1 |
| Нижняя камера | шт. | 1 |
| Стержень электрода для трансфера | шт. | 1 |
| Кассета с держателем для геля | комплект | 4 |
| Губчатая прокладка для переноса | шт. | 8 |
| Синий ледяной контейнер | шт. | 1 |