

## MS-H-S10

Магнитная мешалка с нагревом на 10 мест



Технические характеристики	MS-H-S10
Размер рабочей панели	180x450мм
Материал панели	Алюминиевая панель
Тип двигателя	Бесщёточный двигатель постоянного тока
Количество мест для перемешивания	10
Максимальный объём перемешивания [вода]	0.4л x 10
Максимальный размер мешальника [длина]	40мм
Диапазон скорости	0-1100 об/мин
Отображение скорости	Шкала
Отображение температуры	Шкала
Диапазон температуры нагрева	Температура от комнатной до 120°C
Защита от перегрева	140°C
Уровень защиты внешнего устройства	IP20
Мощность двигателя	4вт
Мощность	490вт
Тепловая мощность	470вт
Напряжение	100-120/200-240В, 50/60Гц
Размеры [длина × ширина × высота]	182×622×65мм
Вес	3.2кг
Условия окружающей среды	5-40°C, 80%RH

## Особенности и преимущества

- Бесщёточный двигатель постоянного тока, не требует обслуживания, может работать длительное время, мощный
- Максимальная скорость 1100 об/мин
- Максимальная температура нагрева рабочей панели 120°C
- Противоскользящее покрытие, устойчивость к коррозии, износостойкость



Противоскользящее



Множество точек перемешивания



Бесщёточный двигатель постоянного тока