

MS-M-S10

Магнитная мешалка на 10 мест



Технические характеристики	MS-M-S10
Размер рабочей панели	180×450mm
Материал панели	Алюминиевая панель
Тип двигателя	Бесщёточный двигатель постоянного тока
Количество мест перемешивания	10
Максимальный объём перемешивания [вода]	0.4лх10
Максимальная длина мешалника	40мм
Диапазон скорости	0~1100 об/мин
Отображение скорости	Шкала
Уровень защиты корпуса	IP20
Мощность двигателя	4вт
Мощность	20вт
Напряжение	100-120/200-240В, 50/60Гц
Размеры [длина × ширина × высота]	622x205x65мм
Вес	3.2кг
Условия окружающей среды	5-40°C, 80%RH

Особенности и преимущества

- Эффективное, простое и безопасное перемешивание
- Многофункциональный магнитный миксер с высокой производительностью, эффективно использующий лабораторное пространство
- Бесщёточный двигатель постоянного тока, не требующий обслуживания, может работать длительное время без перерыва
- Диапазон скоростей: 0-1100 об/мин
- Алюминиевая лазерная гравировка на поверхности, противоскользящая, устойчива к коррозии и износу



Противоскользящее покрытие



Множество точек перемешивания