

MS-T-S15

Магнитная мешалка на 15 мест

Особенности и преимущества

- Высокая эффективность, простота, безопасность и многоточечное перемешивание — идеальный выбор для тестирования образцов.
- Простой и удобный в использовании панель управления: 15 точек смешивания, разделённых на 3 независимых канала, каждый канал может быть настроен на разные скорости и время работы.
- Алюминиевая лазерная гравировка на поверхности, противоскользящая, устойчива к коррозии и износу.
- Бесщеточный двигатель постоянного тока, не требующий обслуживания, может работать длительное время без перерыва, мощный.
- Сильные магниты гарантируют мощное и эффективное перемешивание.
- Встроенный звуковой сигнализатор: при завершении отсчёта времени раздаётся звуковой сигнал «ди-ди-ди».

NEW



Технические характеристики	MS-T-S15
Размер рабочей панели	460x304мм
Материал рабочей панели	Алюминиевая панель
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Количество мест перемешивания	15
Максимальный объём перемешивания [вода]	0.4лx15
Максимальная длина мешальника	40мм
Точность контроля скорости	±10 об/мин
Отображение скорости и времени	ЖК-дисплей
Диапазон скорости	100-1500 об/мин
Функция таймера	1 мин~99 ч 59 мин
Уровень защиты корпуса	IP21
Мощность	54вт
Напряжение	100-240В, 50/60Гц
Размеры [длина × ширина × высота]	615x307x90мм
Вес	9.2кг
Условия окружающей среды	5-40°C, 80%RH



0.4л x 15



100-1500 об/мин



Функция таймера



Противоскользящее покрытие



Множество точек перемешивания



Бесщеточный двигатель постоянного тока