

MX-RL-Pro


Вращающийся ротатор с
длинной осью и ЖК-дисплеем

Особенности и преимущества

- ЖК-дисплей может показывать скорость и время перемешивания одновременно
- Диапазон скорости: 10-70 об/мин
- Обеспечивает деликатное и при этом эффективное смешивание с помощью вращения
- Можно использовать в холодильной камере или инкубаторе
- Широкий ассортимент аксессуаров

Области применения

Вращающийся ротатор с длинной осью подходит для применения в области биохимии, молекулярной биологии и клинической диагностики. деликатное и при этом эффективное смешивание образцов в пробирках объемом от 1,5 до 50 мл для осаждение иммуноглобулинов, предотвращение свертывания крови, латексная диагностика.



| Технические характеристики | MX-RL-Pro |
|---|--------------------------|
| Тип двигателя | Бесщеточный двигатель DC |
| Диапазон скоростей вращения | 10-70 об/мин |
| Отображение скорости вращения | ЖК-дисплей |
| Индикация времени вращения | ЖК-дисплей |
| Диапазон установки времени | 1-1199мин |
| Режим работы | Непрерывный/по таймеру |
| Электропитание | 100-240В, 50/60Гц |
| Мощность | 40вт |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | 220×510×260мм |
| Температура и влажность окружающей среды | 5-40°C, 80%RH |
| Степень защиты корпуса | IP21 |

Аксессуары для дисков Тип 1 Кат. № 18900160

Диск с зажимами для центрифужных пробирок для MX-RD-Pro, для центрифужных пробирок объемом 1,5мл x 60

**Аксессуары для дисков типа 2 Кат. № 18900161**

Диск с зажимами для центрифужных пробирок для MX-RD-Pro для центрифужных пробирок объемом 15мл x 16

**Аксессуары для дисков Тип 3 Кат. № 18900162**

Диск с зажимами для центрифужных пробирок для MX-RD-Pro для пробирок 50мл x 8

**Аксессуары для вращ. ротаторов Тип 1 Кат. № 18900142**

Для MX-RL-Pro с возможностью горизонтальной установки центрифужных пробирок объемом 1,5мл x 48

**Аксессуары для вращ. ротаторов Тип 5 Кат. № 18900146**

Для MX-RL-Pro с вертикальной установкой центрифужных пробирок объемом 15мл x16

**Аксессуары для вращ. ротаторов Тип 2 Кат. № 18900143**

Для MX-RL-Pro с возможностью горизонтальной установки центрифужных пробирок объемом 15мл x 24

**Аксессуары для вращ. ротаторов Тип 6 Кат. № 18900147**

Подходит для MX-RL-Pro с вертикальной установкой центрифужных пробирок 50мл x16

**Стержень для дисковых держателей Кат. № 18900140**

Аксессуары для дисков для центрифужных пробирок, 4 штуки в комплекте

**Аксессуары для вращ. ротаторов Тип 3 Кат. № 18900144**

Для MX-RL-Pro с возможностью горизонтальной установки центрифужных пробирок 50мл x 24

**Аксессуары для вращ. ротаторов Тип 4 Кат. № 18900145**

Для MX-RL-Pro с вертикальной установкой центрифужных пробирок объемом 1,5мл x 32

