

SK-L330-Pro

**Большой
многофункциональный
возвратно-поступательный
обесцвечивающий
шейкер**



Функция таймера

Особенности и преимущества

- Линейное возвратно-поступательное колебательное движение
- Максимальная нагрузка L330 составляет 7,5кг, а L180 — 2,5кг (включая зажимы)
- Два ЖК-дисплея для отображения времени и скорости
- Регулировка скорости от 100 до 350 об/мин
- Бесщеточный постоянный ток, не требует обслуживания
- Защита от избыточной скорости для безопасности
- Множество вариантов платформ и зажимов

Области применения

Можно использовать для постоянного перемешивания чашек Петри, колб, флаконных бутылок и т.д. Подходит для реакций с аэрацией и экстракционных приложений. Может использоваться в климатических шкафах или инкубаторах с углекислым газом.

Технические характеристики	SK-L330-Pro
Амплитуда	10мм
Максимальная нагрузка (включая зажимы)	7,5кг
Тип двигателя	Бесщеточный постоянный ток
Входная мощность двигателя	28вт
Выходная мощность двигателя	15вт
Диапазон скорости	100-350 об/мин
Отображение скорости	ЖК-дисплей
Отображение таймера	ЖК-дисплей
Диапазон установки времени	1 мин - 99 ч 59 мин
Напряжение	100-240В, 50/60Гц
Мощность	30вт
Вес	13,5кг
Допустимая температура и влажность окружающей среды	5-40°C, 80%RH
Размеры [д×ш×в]	370×420×100мм
Степень защиты корпуса	IP21
Данные интерфейса	RS232