

## Холодильник для службы крови НХС-158



### Эргономичный дизайн



Компрессор  
известной марки



Регулируемые  
полки и  
корзины



Конструкция,  
не допускающая  
образование  
конденсата



Интеллектуальная  
система аварийной  
сигнализации



#### Регулируемые полки

Полки устанавливаются на любую высоту для соответствия различным требованиям.



#### Три типа аварийной сигнализации

Звуковая, визуальная (световая),  
дистанционная сигнализация



#### Пять аварийных сигналов

Аварийные сигналы высокой/низкой температуры, сбоя питания, ошибки датчика, низкого уровня заряда аккумулятора, открытия двери.

# СПЕЦИФИКАЦИИ

## НХС-158

### Технические данные

Тип	Холодильник с корзинами для хранения
Климатический класс	ST
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение
Режим размораживания	Автоматический
Хладагент	Озонобезопасный
Уровень шума (дБ)	42

### Рабочие характеристики

Температурный диапазон (°C)	4±1
Температура окружающей среды (°C)	10-38

### Управление

Контроллер	Микропроцессорное
Дисплей	Светодиодный

### Электрические данные

Электропитание (В/Гц)	220~240/50/60
Мощность (Вт)	320 Вт
Ток (А)	1,9

### Размеры

Объем (л/футов³)	158/5,6
Вместимость (пакеты с кровью по 450 мл)	84
Вес-нетто/брутто (приблиз.)	107/120 (кг) 235,9/264,6 (фунтов)
Внутренние размеры (Ш*Г*В)	460*370*950 (мм) 18,1*14,6*37,4 (дюймов)
Наружные размеры (Ш*Г*В)	560*570*1530 (мм) 22,0*22,4*60,2 (дюймов)
Размеры упаковки (Ш*Г*В)	645*675*1680 (мм) 25,4*26,6*66,1 (дюймов)
Размер контейнера (20'/40'/40' В)	27/54/54



### Аварийные сигналы

Высокая/низкая температура	Да
Сбой питания	Да
Ошибка датчика	Да
Низкий заряд аккумулятора	Да
Незакрытая дверца	Да
Дистанционный аварийный сигнал	Да

### Принадлежности

Ролики	Да
Ножки	Да
Контрольное отверстие	Да
Полки/корзина	4/-
Ящики/внутренние дверцы	-/2
USB-интерфейс	Опция
Регистратор температуры	Опция

### Прочее

Сертификат	CE
------------	----



ООО «Компания «ПанЭко»  
115477, город Москва, улица Кантемировская, дом 58, этаж 1 комн 1010  
Телефон: 8-800-550-72-31  
info@paneco-ltd.ru  
www.paneco-ltd.ru