

Haier Biomedical

Intelligent Protection of Life Science

Фармацевтический холодильник с морозильной камерой HYCD-282A



Фармацевтический холодильник с морозильной камерой

Независимые индикаторные панели для холодильной и морозильной секций.



Аварийные сигналы

Аварийные сигналы высокой/низкой температуры, сбоя питания, ошибки датчика, низкого уровня заряда аккумулятора, высокой температуры окружающей среды и дистанционный аварийный сигнал.



Стандартная отделка из нержавеющей стали

И холодильная, и морозильная камеры выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к механическим воздействиям, облегчающей очистку и предотвращающей образование коррозии.

Эргономичный дизайн



Дверной замок



Интеллектуальная аварийная сигнализация



Конструкция с ножками/колесиками



Порт доступа

СПЕЦИФИКАЦИИ

HYCD-282A

Технические данные

Тип	Холодильник с морозильной камерой
Исполнение камеры	Вертикальное
Климатический класс	4
Тип охлаждения	Холодильник: принудительное воздушное охлаждение Морозильник: прямое охлаждение
Режим размораживания	Холодильник: автоматический Морозильник: ручной
Хладагент	Без содержания хлорфторуглеродов
Уровень шума (дБ (А))	43

Рабочие характеристики

Температурный диапазон (°C)	Холодильник: +2...+8 Морозильник: -10...-40
-----------------------------	--

Управление

Контроллер	Микропроцессорный
Дисплей	Светодиодный

Электрические данные

Электропитание (В/Гц)	220~240/50
Мощность (Вт)	400
Ток (А)	2,8

Размеры

Объем (л/футов ³)	Холодильник: 185/6,5	Морозильник: 97/3,4
Вес-нетто/брутто (приблиз.)	145/160 (кг)	319,7/352,7 (фунтов)
Внутренние размеры (Ш*Г*В)	Холодильник: 605*510*720 (мм) Морозильник: 515*465*440 (мм)	23,8*20,0*28,3 (дюймов) 20,3*18,3*17,3 (дюймов)
Наружные размеры (Ш*Г*В)	736*660*1810 (мм)	29,0*26,0*71,3 (дюймов)
Размеры упаковки (Ш*Г*В)	775*720*1930 (мм)	30,5*28,3*76 (дюймов)
Размер контейнера (20'/40'/40 В')	21/45/45	



Аварийные сигналы

Высокая/низкая температура	Да
Дистанционный аварийный сигнал	Да
Сбой питания	Да
Ошибка датчика	Да
Низкий уровень заряда аккумулятора	Да
Высокая температура окружающей среды	Да

Принадлежности

Ролики	Да
Ножки	Да
Контрольное отверстие	Да
Полки/выдвижные ящики	Холодильник: 3/1 Морозильник: 0/2
USB-интерфейс	Да

Прочее

Сертификаты	CE
-------------	----



ООО «Компания «ПанЭко»
115477, город Москва, улица Кантемировская, дом 58, этаж 1 комн 1010
Телефон: 8-800-550-72-31
info@paneco-ltd.ru
www.paneco-ltd.ru