

Фармацевтический ХОЛОДИЛЬНИК

— НУС-940



Шесть аварийных сигналов

Аварийные сигналы высокой/низкой температуры, дистанционной сигнализации, сбоя питания, ошибки датчика, низкого уровня заряда аккумулятора, открытия двери



Воздушное охлаждение, автоматическая разморозка

Лучшая однородность температуры в холодильнике, автоматическая разморозка



Регулируемые полки

Полки устанавливаются на любую высоту для соответствия различным требованиям.



Двери с нагреваемым двухкамерным стеклопакетом

Четкая визуализация хранящихся образцов без образования конденсации при 32 оС и относительной влажностью 85%.



Самозакрывающиеся двери

Экономия энергии, сохранение однородности температуры для защиты ценных образцов.

Эргономичный дизайн



Высокоточный
температурный контроль



Светодиодное
освещение



Дверной замок



СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические данные

Исполнение камеры	Вертикальное, двухдверная стеклянная дверца
Климатический класс	N
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение
Режим размораживания	Автоматический
Хладагент	HC
Уровень шума (дБ (А))	43

Рабочие характеристики

Температурный диапазон (°C)	2~8
-----------------------------	-----

Управление

Контроллер	Микропроцессорное
Дисплей	Светодиодный

Электрические данные

Электропитание (В/Гц)	220~240/50/60	115/60
Мощность (Вт)	700	850
Ток (А)	3,5	7,5

Размеры

Объем (л/футов ³)	890/31,4	
Вес-нетто/брутто (приблиз.)	227/279 (кг)	500,4/615,1 (фунтов)
Внутренние размеры (Ш*Г*В)	1030*590*1425 (мм)	40,6*23,2*56,1 (дюймов)
Наружные размеры (Ш*Г*В)	1130*755*1980 (мм)	44,5*29,7*78,0 (дюймов)
Размеры упаковки (Ш*Г*В)	1250*850*2130 (мм)	49,2*33,5*83,9 (дюймов)
Размер контейнера (20'/40'/40' В)	8/18/18	



Аварийные сигналы

Высокая/низкая температура	Да
Дистанционный аварийный сигнал	Да
Сбой питания	Да
Ошибка датчика	Да
Низкий уровень заряда аккумулятора	Да
Незакрытая дверца	Да

Принадлежности

Ролики	Да
Ножки	Да
Контрольное отверстие	Да
Полки/выдвижные ящики	12/-
Регистратор температуры	Опционально
USB-интерфейс	Опционально

Прочее

Сертификаты	CE	UL
-------------	----	----