

## 05 Сосуды Дьюара для транспортировки образцов

Серия **dryshipper** подходит для транспортировки образцов в криогенных условиях (хранение в парах азота, температура до  $-190^{\circ}\text{C}$ ), позволяет избежать риска разлива жидкого азота во время транспортировки, используется при кратковременных воздушных перевозках.

Внутренний адсорбер жидкого азота поглощает и сохраняет жидкий азот, не расплескивая его, даже если контейнер опрокинут.



Специальная сетка из нержавеющей стали разделяет пространство для хранения от адсорбера жидкого азота, чтобы предотвратить загрязнение образцов абсорбирующими материалами.

Эта серия в основном используется лабораториями и пользователями, которым необходимо транспортировать небольшие количества образцов в течение короткого периода времени.

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <p><b>Хранение в паровой фазе</b><br/><i>Краткосрочное хранение и транспортировка</i></p>  |  <p><b>Быстрый криогенный адсорбент</b><br/><i>Отсутствие утечки жидкого азота</i></p>    |
|  | <p><b>Высококачественный материал</b><br/><i>Прочная и легкая алюминиевая конструкция</i></p>  |  <p><b>Сетка из нержавеющей стали</b><br/><i>Предотвращает загрязнение образцов</i></p> |
|  | <p><b>Дополнительные запирающиеся крышки</b><br/><i>Защищают биомедицинские образцы</i></p>  |  <p><b>Многослойная вакуумная изоляция</b><br/><i>Минимизирует потери тепла</i></p>     |
|  | <p><b>Интеллектуальная система мониторинга</b><br/><i>Мониторинг данных о хранении образцов в режиме реального времени (опция)</i></p> |  <p><b>5-летняя гарантия на вакуум</b><br/><i>Сверхдлительный срок службы</i></p>       |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель  | YDH-3  | YDH-4-125                              | YDH-6-80   | YDH-10-125   | YDH-20-216  | YDH-25-216  |
|---|--|--|--|--|---|---|
| Объём (л)                                       | 3  | 4                                      | 6  | 10   | 20  | 25  |
| Диаметр горловины (мм)                          | 50   | 125                                    | 80   | 125  | 216   | 216   |
| Адсорбция LN2(л)                                | 1.5  | 2                                      | 2.4  | 4  | 8   | 10  |
| Кол-во криоканистр                              | 1  | /                                      | 1  | 1  | /   | 1   |
| Диаметр криоканистр (мм)                        | 38*120   | /                                      | 70*276   | /  | /   | /   |
| Кол-во держателей в каждой криоканистре         | 3  | /                                      | 21   | /  | /   | /   |
| Кол-во криопробирок 2мл в держателе             | 3  | /                                      | 6  | /  | /   | /   |
| Кол-во криопробирок                             | 9  | /                                      | 126  | 100  | /   | 400   |
| Кол-во 25-луночных штативов                     | /  | /                                      | /  | 4  | /   | /   |
| Кол-во 100-луночных штативов                    | /  | /                                      | /  | /  | /   | 4   |
| Кол-во пакетов с кровью 50 мл                   | /  | 4                                      | /  | /  | /   | /   |
| Кол-во пакетов с кровью 250 мл                  | /  | /                                      | /  | /  | 8   | /   |
| Статическое испарение (л/сут)                   | 0.12   | 0.45                                   | 0.21   | 0.55   | 0.89  | 0.89  |
| Продолжительность нормальной эксплуатации (сут) | 13   | 4                                      | 11   | 7  | 9   | 11  |
| Высота (мм)                                     | 435  | 615                                    | 435  | 530  | 650   | 650   |
| Внешний диаметр (мм)                            | 224  | 224                                    | 300  | 300  | 396   | 396   |
| Вес пустого сосуда (кг)                         | 4.7  | 8                                      | 5.5  | 6.8  | 12  | 12.5  |
| Вес в снаряженном состоянии (кг)                | 6  | 11.3                                   | 10.4   | 14.9   | 28.3  | 32.9  |
| Комплектация СТАНДАРТ                           | Сосуд, ведро диаметром 120 мм, крышка с замком, защитный чехол | Сосуд, крышка с замком, защитный чехол | Сосуд, ведро диаметром 120 мм, крышка с замком, защитный чехол | Сосуд, 1 x 4-ярус. стойка с 25-луноч. штат., крышка с замком, защитный чехол | Сосуд, 1 корзина для хран. пак. с кровью, крышка с замком, защитный чехол | Сосуд, 1 x 4-ярус. стойка с 100-луноч. штат., крышка с замком, защитный чехол |



ООО «Компания «ПанЭко»  
115477, город Москва, улица Кантемировская, дом 5В, этаж 1 комн 1010  
Телефон 8-800-550-72-31  
info@paneco-ltd.ru  
www.paneco-ltd.ru