

# Ультранизкотемпературная морозильная камера

## МНТ-80 -60°...-86°С



**Общая информация** ультранизкотемпературный морозильный ларь, один компрессор, скрытый защищенный конденсатор, скрытый датчик температуры

**Внутренний объем** 70 л



**Диапазон температур** -60°...-86°С



**Контроллер** Dixell XR75CX

**Корпус** Крашенная сталь (белый цвет), ABS пластик

**Внутренняя камера** Крашенная сталь (белый цвет)

**Длина кабеля электропитания** 2,2 м

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Память мин/макс значений температуры (контроллер)** Да

**Сигнализация высокой/низкой температуры (контроллер)** Да

**Замок** Да

**Поворотные колеса** Да

**Корзина для заморозки (одноуровневая полка быстрого доступа)** Опция

**Отверстие для логгера данных температуры** Да, на передней стенке

**Порт CO<sub>2</sub>** Да, на задней стенке

**Безопасная зона для навешивания устройств, например, логгера данных температуры** Да, на передней стенке

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**В×Ш×Г корпус** 890×555×630 мм

**В×Ш×Г камера** 460×390×390 мм

**Вес (нетто)** 55 кг

**Напряжение** 220/230 В 50/60 Гц

**Энергопотребление (среднее)** 0,63 кВт

**Хладагент** смесь газов (HC) 100 г



ООО «Компания «ПанЭко»  
115477, город Москва, улица Кантемировская, дом 58, этаж 1 комн 1010  
Телефон: 8-800-550-72-31  
info@paneco-ltd.ru  
www.paneco-ltd.ru

