

МНТ-30.70 / МНТ-30.300

Морозильные камеры МНТ-30.70 и МНТ-30.300 предназначены для хранения лабораторных и медицинских образцов, культур, реагентов, а также фармацевтической продукции, лекарственных препаратов, вакцин и биологических препаратов в замороженном состоянии.

Данное оборудование применяется в научно-исследовательских институтах, диагностических центрах, различных лабораториях и других медицинских и научных учреждениях.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ:



фармацевтика



медицина



биология



промышленное
производство

Общая информация

- низкотемпературная морозильная камера
- один компрессор
- скрытый датчик температуры


- Замок
- Криобоксы и рэки: опция
- Корзина для заморозки: опция

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

МНТ-30.70 /
-10°...-30°C



 70 л

 -10°...-30°C

 GWP < 5

Общая информация

- низкотемпературная морозильная камера
- один компрессор
- скрытый датчик температуры

Характеристики

- Корпус: крашеная сталь, ABS пластик
- Внутренняя камера: крашеная сталь (белый цвет)
- Замок
- Корзина для заморозки (одноуровневая полка быстрого доступа): опция
- Напряжение: 220/240 В 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 0,13 кВт

Внутренний объем:

70 л

Диапазон температур:

-10°...-30°C

Контроллер:

Elitech ECS-961 neo

В×Ш×Г корпус:

925×555×630 мм

В×Ш×Г камера:

460×390×390 мм

Вес (нетто):

55 кг

Хладагент:

R134a, 115 г

СМОЛЕНСКИЙ ЗАВОД МОРОЗИЛЬНИКОВ



ООО «Компания «ПанЭко»
115477, город Москва, улица Кантемировская, дом 58, этаж 1 комн 1010
Телефон: 8-800-550-72-31
info@paneco-ltd.ru
www.paneco-ltd.ru

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

МНТ-30.300 /
-10°...-30°C

 300 л

 -10°...-30°C

 GWP < 5



Общая информация

- морозильная камера
- один компрессор
- глухая крышка

Характеристики

- Корпус: сталь, ABS пластик
- Внутренняя камера: крашеная сталь / лакированный алюминий
- Длина кабеля электропитания: 2,2 м
- Замок
- Корзина для заморозки: 1 шт. (опция до 4 шт.)
- Проём загрузочного окна: 0,273 м²
- Напряжение: 220/240 В 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 0,16 кВт

Внутренний объем: 300 л

Диапазон температур: -10°...-30°C

Контроллер: Elitech ECS-961 neo

В×Ш×Г корпус: 880×1210×650 мм

В×Ш×Г камера: 660×1080×465 мм

Вес (нетто): 70 кг

Хладагент: R 134a, 180 г

СМОЛЕНСКИЙ ЗАВОД МОРОЗИЛЬНИКОВ



ООО «Компания «ПанЭко»
115477, город Москва, улица Кантемировская, дом 58, этаж 1 комн 1010
Телефон: 8-800-550-72-31
info@paneco-ltd.ru
www.paneco-ltd.ru