Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

3D, Мини-шейкер (“Sunflower” типа)

Basic Plus
Product Class

ОПИСАНИЕ

Мини-шейкер **3D** типа Sunflower обеспечивает регулируемое 3-плоскостное мягкое вращение платформы и предназначен для перемешивания образцов крови в пробирках, для окрашивания, проявления мини-гелей, отмывки образцов и реакции
блот-гибридизации.



Мини-шейкер компактен и работает в режиме экономичного энергопотребления. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет.

Нескользящий термоустойчивый силиконовый коврик, расположенный на платформе мини-шейкера, обеспечивает устойчивое положение сосудов.

Мини-шейкер может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

Приспособления к стандартной платформе:

Дополнительный пупырчатый коврик **PDM** обеспечивает фиксацию пробирок разного размера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования скорости	5–60 об/мин
Угол наклона платформы	7° (фиксированный)
Система прямого привода	+
Максимальное время непрерывной работы	168 ч.
Максимальная нагрузка	1 кг
Рабочая площадь платформы	215x215 мм
Размеры (Д×Ш×В)	235x235x140 мм (с платформой)
Вес	1,2 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 260 мА / 3,1 Вт
Внешний блок питания	вход. AC 100–240 В; 50/60Гц; выход. DC 12 В

КАТ. НОМЕР

BS-010151-AAG	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010151-AAK	100-240VAC 50/60Hz Мульти вилка (EU, UK, AU, US)
BS-010151-AK	IQ OQ документ
BS-010151-BK	PQ документ



PDM
PDM
пупырчатый коврик

Пупырчатый коврик PDM обеспечивает фиксацию пробирок любого размера.